



Product Specification
**Capilares de gases sanguíneos, heparina de lítio
balanceada com cálcio, 140 µl**

Page 1



Product description

Order number	19.930.140
Descrição do artigo	Capilares de gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 140 µl, (CxØ): 75 x 2,3 mm, 200 unid./lata

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	70 UI/ml sangue
Campo de aplicação	gasometria

Size

Volume nominal	140 µl
Diâmetro	2.3 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Politereftalato de etileno (PET)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	200
Tipo de embalagem interior	lata
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	12800
Unidades por palete	921600
Profundidade da embalagem externa	333 mm
Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	190 mm
Volume da embalagem externa	0.0192 cbm
Peso do produto	0.0002 kg
Peso da embalagem externa	4.22 kg
EAN da caixa interna	4038917234313
EAN da embalagem externa	4038917234306

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

