



Product Specification

Kit de capilares de gases sanguíneos, heparina de lítio balanceada com cálcio, 125 µl

Page 1



Product description

Order number

51.931.125

Descrição do artigo

Kit de capilares de gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 125 µl, (CxØ): 110 x 2,05 mm, componentes do kit: 1.000 capilares de plástico PET 125 µl (4 x 250 unidades REF 19.930.125), 2.000 tampas de fechamento brancas (4 x 500 unidades REF 65.935.205) e 1.000 agitadores (4 x 250 unidades REF 95.936), 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada

capilar

Tipo de preparo

heparina de lítio balanceada com cálcio

Concentração do preparo

70 UI/ml sangue

Campo de aplicação

gasometria

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	125 µl
Diâmetro	2.05 mm
Comprimento do produto	110 mm

Material & colours

Material do produto	Politereftalato de etileno (PET)
Material de fechamento	Thermoplastic elastomers (TPE)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	16
Unidades por palete	432
Profundidade da embalagem externa	778 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0558 cbm
Peso do produto	0.8281 kg
Peso da embalagem externa	17.42 kg
EAN da caixa interna	4038917234405
EAN da embalagem externa	4038917234399

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

