



Descrição do Produto

Número de pedido	95.936
Descrição do artigo	Agitadores para capilares de gases sanguíneos, (CxØ): 9 x 1 mm, acessórios para Monovette® para gases sanguíneos, 250 unid./lata

Características do produto

Tipo de retirada	capilar
Campo de aplicação	acessórios para Monovette® para gases sanguíneos
Indicado para	capilares de gases sanguíneos

Dimensões

Diâmetro	1 mm
Comprimento do produto	9 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto metal

Pureza e certificação

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro

Certificação CE CE

Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 250

Tipo de embalagem interior lata

Unidades por caixa interna 250

Unidades por caixa 41250

Unidades por palete 412500

Profundidade da embalagem
externa 268 mm

Largura da embalagem
externa 191 mm

Altura da embalagem externa 100 mm

Volume da embalagem
externa 0.0051 cbm

Peso do produto 0.0001 kg

Peso da embalagem externa 2.43 kg

EAN da caixa interna 4038917234610

EAN da embalagem externa 4038917234603

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

