

Product Specification Imã agitador para capilares de gases sanguíneos, vermelha, (CxØ): 25 x 19 mm

Page 1



Product description

Order number 95.937

Descrição do artigo Imã agitador para capilares de gases sanguíneos,

vermelha, (CxØ): 25 x 19 mm, gasometria, 10 unid./caixa

de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada capilar
Campo de aplicação gasometria

Indicado para capilares de gases sanguíneos

Size

Diâmetro 19 mm Altura do produto 25 mm Comprimento do produto 25 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Imã agitador para capilares de gases sanguíneos, vermelha, (CxØ): 25 x 19 mm

Page 2

Material & colours

Cor do produto vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 10

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 10
Unidades por caixa 160
Unidades por palete 51840
Profundidade da embalagem 268 mm

externa

Largura da embalagem 191 mm

externa

Altura da embalagem externa 100 mm Volume da embalagem 0.0051 cbm

externa

Peso do produto 0.0072 kg Peso da embalagem externa 1.29 kg

EAN da caixa interna 4038917234641 EAN da embalagem externa 4038917234634

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

