



Especificação do produto

Sediplus® S 2000, instrumento automático de medição da velocidade de hemossedimentação de 40 canais, 40 locais de medição, 230 V

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	90.189.700
Descrição do artigo	Sediplus® S 2000, instrumento automático de medição da velocidade de hemossedimentação de 40 canais, 40 locais de medição, tensão de alimentação: 230 V

Características do produto

Quantidade de locais de medição	40
Tensão de alimentação	230 V

Pureza e certificação

Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-10-06

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Volume da embalagem externa	0.0371 cbm
Peso do produto	6.303 kg
Peso da embalagem externa	7.6 kg
EAN da caixa interna	4038917102957
EAN da embalagem externa	4038917009003

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

