




Especificação do produto
S-Sedivette® , 3,5 ml, tampa preta, (CxØ): 130 x 8 mm, com etiqueta de papel

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido	06.1690.100
Descrição do artigo	S-Sedivette®, hemossedimentação, 4NC, preparo: Solução-tampão de tricitrato de sódio/ácido cítrico, volume nominal: 3,5 ml, (CxØ) com tampa: 146 x 8 mm, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: preta, tampa preta, código de cor ISO, estéril, 50 unid./caixa de papelão

Características do produto

Tipo de retirada	venoso
Tipo de preparo	Solução-tampão de tricitrato de sódio/ácido cítrico
Concentração do preparo	0,105 mol/l pH 5,5
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Graduação	não
Tampa	tampa de rosca com membrana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	hemossedimentação

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-09-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Sedivette® , 3,5 ml, tampa preta, (CxØ): 130 x 8 mm, com etiqueta de papel

Página 2

Dimensões

Volume nominal	3.5 ml
Diâmetro	8 mm
Comprimento com tampa	146 mm
Comprimento sem tampa	130 mm
Comprimento com tampa e barra	167 mm

Materiais e cores

Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	preta
Material da membrana	borracha
Material do tubo	Polipropileno (PP)
Material do êmbolo	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Material da haste do êmbolo	Poliestireno (PS)

Pureza e certificação

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in-vitro
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	36000
Profundidade da caixa interna	143 mm
Largura da caixa interna	171 mm
Altura da caixa interna	63 mm
Profundidade da embalagem externa	333 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-09-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
S-Sedivette® , 3,5 ml, tampa preta, (CxØ): 130 x 8
mm, com etiqueta de papel

Página 3

Largura da embalagem externa	303 mm
Altura da embalagem externa	190 mm
Volume da embalagem externa	0.0192 cbm
Peso do produto	0.0052 kg
Peso da embalagem externa	3.29 kg
EAN da caixa interna	4038917133128
EAN da embalagem externa	4038917024716

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-09-27

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT