



Descrição do Produto

Número de pedido 86.1996
Descrição do artigo Pipeta de VHS, com invólucro do êmbolo montado

Pureza e certificação

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro
Certificação CE CE
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 42000
Profundidade da caixa interna 233 mm
Largura da caixa interna 164 mm
Altura da caixa interna 76 mm
Profundidade da embalagem externa 388 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Pipeta de VHS

Página 2

Largura da embalagem externa	338 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0328 cbm
Peso do produto	0.0076 kg
Peso da embalagem externa	8.61 kg
EAN da caixa interna	4038917088138
EAN da embalagem externa	4038917006231

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-05-17

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT