



Product description

Order number 90.1060
Descrição do artigo Rack VHS, adequado para S-Monovette®, com traseiro fixo

Product characteristics

Versão com traseiro fixo
Indicado para S-Monovette®

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 8
Unidades por palete 160
Profundidade da embalagem externa 263 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





| | |
|------------------------------|---------------|
| Largura da embalagem externa | 98 mm |
| Altura da embalagem externa | 335 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0086 cbm |
| Peso do produto | 0.5005 kg |
| Peso da embalagem externa | 7.1 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917085205 |
| EAN da embalagem externa | 4038917003896 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

