



## Descrição do Produto

Número de pedido 90.1060  
Descrição do artigo Rack VHS, adequado para S-Monovette®, com traseiro fixo

## Características do produto

Versão com traseiro fixo  
Indicado para S-Monovette®

## Pureza e certificação

Categoria do produto Diagnóstico in-vitro  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

## Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 8  
Unidades por palete 160  
Profundidade da embalagem 263 mm  
externa

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Rack VHS, adequado para S-Monovette®**

**Página 2**

Largura da embalagem externa	98 mm
Altura da embalagem externa	335 mm
Volume da embalagem externa	0.0086 cbm
Peso do produto	0.5005 kg
Peso da embalagem externa	7.1 kg
EAN da caixa interna	4038917085205
EAN da embalagem externa	4038917003896

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-05-19

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**