



Product description

Order number 90.1060
Descrição do artigo Rack VHS, adequado para S-Monovette®, com traseiro fixo

Product characteristics

Versão com traseiro fixo
Indicado para S-Monovette®

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 8
Unidades por palete 160
Profundidade da embalagem 263 mm
externa

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Largura da embalagem externa	98 mm
Altura da embalagem externa	335 mm
Volume da embalagem externa	0.0086 cbm
Peso do produto	0.5005 kg
Peso da embalagem externa	7.1 kg
EAN da caixa interna	4038917085205
EAN da embalagem externa	4038917003896

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

