



Product Specification

Compressa de absorção, adequado para
recipiente de envio 84 x 30 mm, (CxL): 75 x 65 mm

Page 1



Product description

Order number

78.684

Descrição do artigo

Compressa de absorção, adequado para recipiente de
envio 84 x 30 mm, (CxL): 75 x 65 mm, 100 unid./caixa de
papelão

Product characteristics

Campo de aplicação

Envio de amostras, descartadores Multi-Safe

Indicado para

recipiente de envio 84 x 30 mm

Size

Largura do produto

65 mm

Comprimento do produto

75 mm

Material & colours

Material do produto

celulose

This is the current specification for this product. Sarstedt
reserves the right to make changes, in full or in part, at any
time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalaje interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 120000
Profundidade da embalagem 410 mm
externa
Largura da embalagem 260 mm
externa
Altura da embalagem externa 305 mm
Volume da embalagem 0.0325 cbm
externa
Peso do produto 0.0007 kg
Peso da embalagem externa 1.9 kg
EAN da caixa interna 4038917083362
EAN da embalagem externa 4038917002295

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

