



Product description

Order number	93.1650.010
Descrição do artigo	Placa de inserção, Versão 1, material: PP, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	Bandeja Safety (93.1650) e, por ex., 1x Multi-Safe twin plus 500 (77.3884.005/.105), 1x rack com alça (93.851 - 93.851.1xx), 2x latas dispensadoras (95.813.001), 3x copos multiuso (75.1355), 1x spray de desinfecção
---------------	--

Size

Largura do produto	272 mm
Comprimento do produto	420 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1440
Volume da embalagem externa	0.0009 cbm
Peso do produto	0.152 kg
Peso da embalagem externa	0.31 kg
EAN da caixa interna	4038917132695
EAN da embalagem externa	4038917076715

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

