



Descrição do Produto

Número de pedido	93.1650.030
Descrição do artigo	Placa de inserção, Versão 3, material: PP, 1 unid./caixa de papelão

Características do produto

Indicado para	Bandeja Safety (93.1650) e por ex., 1x Multi-Safe twin plus 500 (77.3884.005/.105), 2x latas dispensadoras (95.813.001), 8x copos multiuso (75.1355), 1x spray de desinfecção
---------------	---

Dimensões

Largura do produto	272 mm
Comprimento do produto	420 mm

Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 1440
Volume da embalagem 0.0009 cbm
externa
Peso do produto 0.172 kg
Peso da embalagem externa 0.33 kg
EAN da caixa interna 4038917132718
EAN da embalagem externa 4038917076739

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

