



Product description

Order number 93.1650.050
Descrição do artigo Placa de inserção, Versão 5, material: PP, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para Bandeja Safety (93.1650) e, por ex., 1x Multi-Safe twin plus 2000 (77.3884.020/.120), 1x rack com alça (93.851 - 93.851.1xx), 1x lata dispensadora (95.813.001), 3x copos multiuso (75.1355), 1x spray de desinfecção

Size

Largura do produto 272 mm
Comprimento do produto 420 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 1440
Volume da embalagem 0.0009 cbm
externa
Peso do produto 0.142 kg
Peso da embalagem externa 0.3 kg
EAN da caixa interna 4038917252058
EAN da embalagem externa 4038917252041

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

