



Descrição do Produto

Número de pedido 95.813.001
Descrição do artigo Lata dispensadora material: PS

Características do produto

Forma do fundo fundo plano

Dimensões

Diâmetro do fundo 81 mm
Diâmetro da tampa 83 mm
Diâmetro da abertura 81 mm
Comprimento do produto 110 mm

Materiais e cores

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto branca
Material da tampa Polystyrene (PS)
Cor da tampa branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 35
Unidades por caixa interna 35
Unidades por caixa 35
Unidades por palete 1260
Profundidade da embalagem 398 mm
externa
Largura da embalagem 398 mm
externa
Altura da embalagem externa 300 mm
Volume da embalagem 0,0475 cbm
externa
Peso do produto 0,0623 kg
Peso da embalagem externa 2,77 kg
EAN da caixa interna 4038917121644
EAN da embalagem externa 4038917074797

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

