


Product Specification Suporte de parede para Multi-Safe twin plus

Page 1



Product description

Order number 95.963.007

Descrição do artigo Suporte de parede, para Multi-Safe twin plus, material: aço

inoxidável

Product characteristics

Exemplo de utilização eliminação de objetos afiados e pontiagudos

Indicado para Multi-Safe twin plus

Size

Largura do produto 186 mm Comprimento do produto 165 mm

Material & colours

Material do produto aço inoxidável

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Suporte de parede para Multi-Safe twin plus

Page 2

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Isento de látex sim Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 2880
Profundidade da embalagem 323 mm

externa

Largura da embalagem 213 mm

externa

Altura da embalagem externa 145 mm Volume da embalagem 0.01 cbm

externa

Peso do produto 0.246 kg Peso da embalagem externa 5.24 kg

EAN da caixa interna 4038917900997 EAN da embalagem externa 4038917901000

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

