



## Product description

Order number	77.1515
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, 2 l, transparente, rótulo/impressão: amarela/preta, material: PP, abertura: redondo, altura: 245 mm, tampa plana, Ø da tampa: 82 mm, tampa: amarela, 30 unidades/caixa

## Product characteristics

Cor impressão/rótulo	amarela/preta
Tampa	tampa plana
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma da abertura	redondo

## Size

Volume máximo	2 l
Diâmetro	116 mm
Diâmetro do fundo	105 mm
Diâmetro da tampa	82 mm
Diâmetro da abertura	71 mm
Altura do produto	245 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Cor da tampa	amarela

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	30
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	30
Unidades por caixa	30
Unidades por palete	360
Profundidade da embalagem externa	608 mm
Largura da embalagem externa	368 mm
Altura da embalagem externa	515 mm
Volume da embalagem externa	0.1152 cbm
Peso do produto	0.125 kg
Peso da embalagem externa	4.5 kg
EAN da caixa interna	4038917086813
EAN da embalagem externa	4038917005319

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

