



Product description

Order number	77.3884.015
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe twin plus, 1.500 ml, amarela, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, material: PP, utilização, por ex.: eliminação de objetos afiados e pontiagudos, abertura: oval, altura: 125 mm, tampa (CxL): 179 x 176 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 94 unidades/caixa

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção e rotação

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Recipiente de descarte, Multi-Safe twin plus,
1.500 ml

Size

Volume máximo	1500 ml
Diâmetro do fundo	112 mm
Altura do produto	125 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	94
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	94
Unidades por palete	1128
Profundidade da embalagem externa	800 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	380 mm
Volume da embalagem externa	0.1216 cbm
Peso do produto	0.175 kg
Peso da embalagem externa	17.91 kg
EAN da caixa interna	4038917903103
EAN da embalagem externa	4038917903219

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

