



Descrição do Produto

Número de pedido	77.3884.105
Descrição do artigo	Multi-Safe twin plus 500, 500 ml, Risco biológico, material: PP, utilização, por ex.: eliminação de objetos afiados e pontiagudos, abertura: oval, altura: 162 mm, 126 unidades/caixa

Características do produto

Rótulo/impressão	com etiqueta de código de barras
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção e rotação

Dimensões

Volume máximo	500 ml
Diâmetro	89 mm
Diâmetro do fundo	57 mm
Diâmetro da tampa	89 mm
Altura do produto	162 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	126
Unidades por caixa interna	126
Unidades por caixa	126
Unidades por palete	3024
Volume da embalagem externa	0,0706 cbm
Peso do produto	0,0753 kg
Peso da embalagem externa	10,24 kg
EAN da caixa interna	4038917542463
EAN da embalagem externa	4038917542456

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

