



### **Product description**

Order number	77.3884.130
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe twin plus, 3.000 ml, amarela, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, rotulagem de risco biológico, material: PP, utilização, por ex.: eliminação de objetos afiados e pontiagudos, abertura: oval, altura: 233 mm, tampa (CxL): 179 x 176 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 62 unidades/caixa

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Exemplo de utilização	eliminação de objetos afiados e pontiagudos
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção e rotação

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Volume máximo	3000 ml
Diâmetro do fundo	112 mm
Altura do produto	233 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	62
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	62
Unidades por palete	744
Profundidade da embalagem externa	800 mm
Largura da embalagem externa	400 mm
Altura da embalagem externa	380 mm
Volume da embalagem externa	0.1216 cbm
Peso do produto	0.241 kg
Peso da embalagem externa	16.53 kg
EAN da caixa interna	4038917903523
EAN da embalagem externa	4038917903530

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

