



Product description

Order number	77.3890.003
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe mini, 300 ml, amarela, material: PP, abertura: redondo, altura: 160 mm, tampa plana, tampa (CxL): 81 x 45 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 135 unidades/caixa
Número de teste UN	sim

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Forma da abertura	redondo
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção

Size

Volume máximo	300 ml
Diâmetro do fundo	80 mm x 45 mm
Diâmetro da abertura	27 mm
Altura do produto	160 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	135
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	135
Unidades por caixa	135
Unidades por palete	2700
Profundidade da embalagem externa	400 mm
Largura da embalagem externa	310 mm
Altura da embalagem externa	600 mm
Volume da embalagem externa	0.0744 cbm
Peso do produto	0.0694 kg
Peso da embalagem externa	10 kg
EAN da caixa interna	4038917330947
EAN da embalagem externa	4038917330930

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

