



Product description

Order number	77.3897.070
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe euroMatic® , 7.000 ml, amarela, quadrangular, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: amarelo/vermelho, material: PP, abertura: oval, altura: 390 mm, Bloqueio automático, tampa (CxL): 164 x 164 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 34 unidades/caixa
Número de teste UN	sim

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	amarelo/vermelho
Tampa	Bloqueio automático
Forma da abertura	oval
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo	7000 ml
Diâmetro do fundo	132 mm x 132 mm
Diâmetro da abertura	110 mm x 60 mm
Altura do produto	390 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	34
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	34
Unidades por caixa	34
Unidades por palete	306
Profundidade da embalagem externa	392 mm
Largura da embalagem externa	514 mm
Altura da embalagem externa	802 mm
Volume da embalagem externa	0.1616 cbm
Peso do produto	0.5228 kg
Peso da embalagem externa	19 kg
EAN da caixa interna	4038917409858
EAN da embalagem externa	4038917409841

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

