



### Product description

Order number	77.3898.111
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe medi, 11 l, amarela, redondo, material: PP, com suporte montado, abertura: redondo, altura: 220 mm, tampa plana, Ø da tampa: 290 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, DIN EN ISO 23907, 250 unidades/caixa
Número de teste UN	não

### Product characteristics

Tampa	tampa plana
Versão	com suporte montado
Forma da abertura	redondo
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção

### Size

Volume máximo	11 l
Diâmetro do fundo	257 mm
Diâmetro da tampa	290 mm
Diâmetro da abertura	88 mm
Altura do produto	220 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	amarela

### **Purity & certification**

Corresponde às exigências	TRBA 250, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	palete
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	250
Profundidade da embalagem externa	792 mm
Largura da embalagem externa	1090 mm
Altura da embalagem externa	1192 mm
Volume da embalagem externa	1.029 cbm
Peso do produto	0.6135 kg
Peso da embalagem externa	163.32 kg
EAN da caixa interna	4038917409513
EAN da embalagem externa	4038917409506

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

