



Product description

Order number	77.3898.206
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe medi, 6 l, amarela, redondo, com etiqueta de plástico, rótulo/impressão: preta, material: PP, com suporte montado, abertura: redondo, altura: 195 mm, tampa plana, Ø da tampa: 230 mm, tampa: vermelha, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 21 unidades/caixa
Número de teste UN	sim

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	preta
Tampa	tampa plana
Versão	com suporte montado
Forma da abertura	redondo
Auxiliar de remoção/rotação	Dispositivo auxiliar de remoção e rotação

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume máximo	6 l
Diâmetro do fundo	190 mm
Diâmetro da tampa	230 mm
Diâmetro da abertura	88 mm
Altura do produto	195 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	amarela

Purity & certification

Corresponde às exigências	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	21
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	21
Unidades por caixa	21
Unidades por palete	336
Profundidade da embalagem externa	395 mm
Largura da embalagem externa	430 mm
Altura da embalagem externa	585 mm
Volume da embalagem externa	0.0994 cbm
Peso do produto	0.3472 kg
Peso da embalagem externa	8 kg
EAN da caixa interna	4038917543453
EAN da embalagem externa	4038917543460

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

