



Product description

Order number	77.3899.035
Descrição do artigo	Recipiente de descarte, Multi-Safe steri, 35 l, amarela, quadrangular, material: PP, autoclavável, abertura: quadrangular, altura: 330 mm, tampa plana, Tampa com vedante, tampa (CxL): 393 x 393 mm, tampa: vermelha, UN 3291, 150 unidades/caixa
Número de teste UN	sim

Product characteristics

Tampa	tampa plana
Forma da abertura	quadrangular
Auxiliar de remoção/rotação	não disponível
Autoclavável (máx. °C)	134 °C

Size

Volume máximo	35 l
Diâmetro do fundo	340 mm x 340 mm
Diâmetro da abertura	370 mm x 370 mm
Altura do produto	330 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	amarela
Cor da tampa	vermelha
Cor da tampa diária	amarela

Purity & certification

Corresponde às exigências	UN 3291
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	150
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	150
Unidades por palete	150
Volume da embalagem externa	2.304 cbm
Peso do produto	1.1945 kg
Peso da embalagem externa	179.25 kg
EAN da caixa interna	4038917333498
EAN da embalagem externa	4038917333481

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

