



Especificação do produto
Lanceta de segurança, Normal, Ø da agulha: 21 G,
profundidade de penetração: 1,8 mm

Página 1



Descrição do Produto

| | |
|---------------------|---|
| Número de pedido | 85.1016 |
| Descrição do artigo | Lanceta de segurança, Normal, Ø da agulha: 21 G, verde, profundidade de penetração: 1,8 mm, para coleta de sangue capilar, para punção de dedo, orelha, calcanhar, 200 unid./caixa de papelão |

Características do produto

| | |
|------------------------|---|
| Campo de aplicação | coleta de sangue capilar |
| Exemplo de utilização | Crianças, adultos: hematócrito, contagem sanguínea reduzida |
| Local da punção | dedo, orelha, calcanhar |
| Profundidade de picada | 1.8 mm |
| Produto Safety | sim |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-12-10

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Lanceta de segurança, Normal, Ø da agulha: 21 G,
profundidade de penetração: 1,8 mm

Página 2

Dimensões

| | |
|------------------------|---------------|
| Volume de sangue | 10 µl - 50 µl |
| Diâmetro da agulha | 21 G |
| Largura do produto | 21 mm |
| Comprimento do produto | 52 mm |

Materiais e cores

| | |
|----------------|-------|
| Cor do produto | verde |
|----------------|-------|

Pureza e certificação

| | |
|----------------------|-----------------|
| Categoria do produto | Produto médico |
| Certificação CE | CE 0124 (DEKRA) |
| Esterilização | Radiação gama |
| Em lotes | sim |

Embalagem

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido | 1200 |
| Tipo de embalagem interior | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna | 200 |
| Unidades por caixa | 1200 |
| Unidades por palete | 108000 |
| Profundidade da caixa interna | 118 mm |
| Largura da caixa interna | 118 mm |
| Altura da caixa interna | 151 mm |
| Profundidade da embalagem externa | 366 mm |
| Largura da embalagem externa | 248 mm |
| Altura da embalagem externa | 173 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0157 cbm |
| Peso do produto | 0.0028 kg |
| Peso da embalagem externa | 4.08 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917085038 |
| EAN da embalagem externa | 4038917057639 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-12-10

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT