



Product description

Order number	85.1019
Descrição do artigo	Lanceta de segurança, Neonatal, rosa, profundidade de penetração: 1,2 mm, largura da lâmina: 1,5 mm, para coleta de sangue capilar, para punção de calcanhar, dedo, 200 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Exemplo de utilização	Crianças, adultos com grandes quantidades coletadas, recém-nascidos: contagem sanguínea reduzida, glicose no sangue, bilirrubina
Local da punção	calcanhar, dedo
Profundidade de picada	1.2 mm
Produto Safety	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume de sangue	50 µl - 250 µl
Largura do produto	21 mm
Comprimento do produto	52 mm
Largura da lâmina	1.5 mm

Material & colours

Cor do produto	rosa
----------------	------

Purity & certification

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0124 (DEKRA)
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1200
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	1200
Unidades por palete	108000
Profundidade da caixa interna	118 mm
Largura da caixa interna	118 mm
Altura da caixa interna	151 mm
Profundidade da embalagem externa	366 mm
Largura da embalagem externa	248 mm
Altura da embalagem externa	173 mm
Volume da embalagem externa	0.0157 cbm
Peso do produto	0.0029 kg
Peso da embalagem externa	4.08 kg
EAN da caixa interna	4038917085069
EAN da embalagem externa	4038917057660

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

