



Product description

Order number	15.1674
Descrição do artigo	Multivette® 600 Soro com Gel CAT, amostras de sangue venoso e capilar, preparo: ativador de coagulação/gel, volume nominal: 600 µl, (CxØ) com tampa: 53,3 x 8 mm, com impressão, tampa marrom, tampa de rosca, fundo plano, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	Venoso e capilar
Tipo de preparo	ativador de coagulação/gel
Código de cor	EU/ISO
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	marrom
Tampa	tampa de rosca padrão
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	amostras de sangue venoso e capilar
Forma do fundo	fundo plano
Centrifugação recomendada	10000 x g
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	600 µl
Diâmetro	8 mm
Comprimento com tampa	53.3 mm
Comprimento sem tampa	49.8 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	marrom

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	63000
Profundidade da caixa interna	201 mm
Largura da caixa interna	81 mm
Altura da caixa interna	81 mm
Profundidade da embalagem externa	423 mm
Largura da embalagem externa	213 mm
Altura da embalagem externa	185 mm
Volume da embalagem externa	0.0167 cbm
Peso do produto	0.0024 kg
Peso da embalagem externa	2.97 kg
EAN da caixa interna	4038917087421
EAN da embalagem externa	4038917005852

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

