

Product Specification Microvette® CB 300 EDTA K2, 300 µl, tampa violeta, tampa de pressão, fundo plano

Page 1



Product description

Order number 16.444.100

Descrição do artigo Microvette[®] CB 300 EDTA K2, Medicina veterinária,

preparo: K2 EDTA, volume nominal: 300 µl, (CxØ) com tampa: 46,5 x 10,8 mm, tampa violeta, tampa de pressão, fundo plano, recipiente interno: em forma de trompete, 100

unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada capilar
Tipo de preparo K2 EDTA
Código de cor ISO

Tipo de fechamento tampa de pressão Campo de aplicação Medicina veterinária

Forma do fundo fundo plano

Forma do recipiente interior em forma de trompete

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.







Product Specification Microvette[®] CB 300 EDTA K2, 300 μl, tampa violeta, tampa de pressão, fundo plano

Size

Volume nominal 300 µl
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento com tampa 46.5 mm
Comprimento sem tampa 43.7 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Material de fechamento Low Density Polyethylene (LD-PE)

Cor da tampa violeta

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 80000
Profundidade da embalagem 378 mm

externa

Largura da embalagem 288 mm

externa

Altura da embalagem externa 180 mm Volume da embalagem 0.0196 cbm

externa

Peso do produto 0.002 kg Peso da embalagem externa 2.39 kg

EAN da caixa interna 4038917268356 EAN da embalagem externa 4038917282772

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

