




Product description

Order number	17.2111.200
Descrição do artigo	Minivette® POCT neutro Z, volume nominal: 200 µl, sem preparação, branca, 150 unid./pacote, 150 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	sem preparação
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Cor de codificação	branca

Size

Volume nominal	200 µl
----------------	--------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Acetato de celulose (CA)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	150
Unidades por caixa	1500
Unidades por palete	108000
Profundidade da caixa interna	140 mm
Largura da caixa interna	99 mm
Altura da caixa interna	117 mm
Profundidade da embalagem externa	513 mm
Largura da embalagem externa	293 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.021 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	2.34 kg
EAN da caixa interna	4038917344005
EAN da embalagem externa	4038917343992

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

