



Product Specification
**Capilares de gases sanguíneos, heparina de lítio
balanceada com cálcio, 125 µl**

Page 1



Product description

Order number	19.930.125
Descrição do artigo	Capilares de gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 125 µl, (CxØ): 110 x 2,05 mm, 250 unid./lata

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	heparina de lítio balanceada com cálcio
Concentração do preparo	70 UI/ml sangue
Campo de aplicação	gasometria

Size

Volume nominal	125 µl
Diâmetro	2.05 mm
Comprimento do produto	110 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Politereftalato de etileno (PET)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Isento de látex	sim
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	lata
Unidades por caixa interna	250
Unidades por caixa	16000
Unidades por palete	1280000
Profundidade da embalagem externa	378 mm
Largura da embalagem externa	288 mm
Altura da embalagem externa	180 mm
Volume da embalagem externa	0.0196 cbm
Peso do produto	0.0003 kg
Peso da embalagem externa	6.64 kg
EAN da caixa interna	4038917234283
EAN da embalagem externa	4038917234276

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

