



**Product Specification**  
**Capilares de gases sanguíneos, heparina de lítio  
balanceada com cálcio, 140 µl**

**Page 1**



**Product description**

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 19.930.140                                                                                                                                  |
| Descrição do artigo | Capilares de gases sanguíneos, preparo: heparina de lítio balanceada com cálcio, volume nominal: 140 µl, (CxØ): 75 x 2,3 mm, 200 unid./lata |

**Product characteristics**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de retirada        | capilar                                 |
| Tipo de preparo         | heparina de lítio balanceada com cálcio |
| Concentração do preparo | 70 UI/ml sangue                         |
| Campo de aplicação      | gasometria                              |

**Size**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Volume nominal         | 140 µl |
| Diâmetro               | 2.3 mm |
| Comprimento do produto | 75 mm  |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Capilares de gases sanguíneos, heparina de lítio  
balanceada com cálcio, 140 µl**

**Page 2**

**Material & colours**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Material do produto | Politereftalato de etileno (PET) |
| Cor do produto      | transparente                     |

**Purity & certification**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Isento de látex      | sim                      |
| Em lotes             | sim                      |

**Packaging**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido          | 200           |
| Tipo de embalagem interior           | lata          |
| Unidades por caixa interna           | 200           |
| Unidades por caixa                   | 12800         |
| Unidades por palete                  | 921600        |
| Profundidade da embalagem<br>externa | 333 mm        |
| Largura da embalagem<br>externa      | 303 mm        |
| Altura da embalagem externa          | 190 mm        |
| Volume da embalagem<br>externa       | 0.0192 cbm    |
| Peso do produto                      | 0.0002 kg     |
| Peso da embalagem externa            | 4.22 kg       |
| EAN da caixa interna                 | 4038917234313 |
| EAN da embalagem externa             | 4038917234306 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-05-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**