



Product Specification
Microvette® 100 EDTA K3, 100 µl, tampa vermelha, fundo plano

Page 1



Product description

Order number	20.1278
Descrição do artigo	Microvette® 100 EDTA K3, coleta de sangue capilar, preparo: K3 EDTA, volume nominal: 100 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa vermelha, fundo plano, recipiente interno: cilíndrico, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K3 EDTA
Código de cor	EU
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	vermelha
Tampa	tampa
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo plano
Forma do recipiente interior	cilíndrico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Microvette® 100 EDTA K3, 100 µl, tampa vermelha, fundo plano

Page 2

Size

Volume nominal	100 µl
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento com tampa	47.6 mm
Comprimento sem tampa	46.6 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	121000
Profundidade da caixa interna	139 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	66 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	160 mm
Volume da embalagem externa	0.0123 cbm
Peso do produto	0.0027 kg
Peso da embalagem externa	3.15 kg
EAN da caixa interna	4038917085984
EAN da embalagem externa	4038917030236

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

