



Product description

Order number	20.1307.100
Descrição do artigo	Microvette® 300 Fluoreto/heparina FH, colheita de sangue capilar, preparação: Fluoreto + heparina, volume nominal: 300 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa cinza, fundo plano, recipiente interno: cônico, 100 unid./caixa de cartão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Fluoreto + heparina
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	cinza
Tampa	tampa
Campo de aplicação	colheita de sangue capilar
Forma do fundo	fundo plano
Centrifugação recomendada	2000 U/min
Tempo de centrifugação	5 Min
Forma do recipiente interior	cônico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	300 µl
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento com tampa	47.6 mm
Comprimento sem tampa	46.6 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor da tampa	cinza

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro (IVD)
Certificação CE	CE - Declaração do fabricante
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	caixa de cartão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	121000
Profundidade da caixa interna	139 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	66 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	230 mm
Altura da embalagem externa	160 mm
Volume da embalagem externa	0.0124 cbm
Peso do produto	0.0019 kg
Peso da embalagem externa	2.43 kg
EAN da caixa interna	4038917127592
EAN da embalagem externa	4038917021272

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

