



### Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 20.1308.100                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descrição do artigo | Microvette® 300 Soro CAT, coleta de sangue capilar, preparo: Ativador de coagulação, volume nominal: 300 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa vermelha, fundo plano, recipiente interno: cônico, 100 unid./caixa de papelão |

### Product characteristics

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de retirada             | capilar                  |
| Tipo de preparo              | Ativador de coagulação   |
| Código de cor                | ISO                      |
| Rótulo/impressão             | com impressão            |
| Cor impressão/rótulo         | vermelha                 |
| Tampa                        | tampa                    |
| Campo de aplicação           | coleta de sangue capilar |
| Forma do fundo               | fundo plano              |
| Centrifugação recomendada    | 10000 x g                |
| Tempo de centrifugação       | 5 Min                    |
| Forma do recipiente interior | cônico                   |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Size**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Volume nominal        | 300 µl  |
| Diâmetro              | 10.8 mm |
| Comprimento com tampa | 47.6 mm |
| Comprimento sem tampa | 46.6 mm |

**Material & colours**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP)                |
| Cor do produto         | transparente                      |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa           | vermelha                          |

**Purity & certification**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE      | CE                       |
| Em lotes             | sim                      |

**Packaging**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1000             |
| Tipo de embalagem interior        | caixa de papelão |
| Unidades por caixa interna        | 100              |
| Unidades por caixa                | 1000             |
| Unidades por palete               | 121000           |
| Profundidade da caixa interna     | 139 mm           |
| Largura da caixa interna          | 108 mm           |
| Altura da caixa interna           | 66 mm            |
| Profundidade da embalagem externa | 338 mm           |
| Largura da embalagem externa      | 228 mm           |
| Altura da embalagem externa       | 160 mm           |
| Volume da embalagem externa       | 0.0123 cbm       |
| Peso do produto                   | 0.0019 kg        |
| Peso da embalagem externa         | 2.43 kg          |
| EAN da caixa interna              | 4038917127608    |
| EAN da embalagem externa          | 4038917021289    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

