



Product Specification
**Microvette® 300 Heparina de lítio LH, 300 µl,
tampa verde, fundo plano**

Page 1



Product description

Order number	20.1309.100
Descrição do artigo	Microvette® 300 Heparina de lítio LH, coleta de sangue capilar, preparo: Heparina de lítio, volume nominal: 300 µl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa verde, fundo plano, recipiente interno: cônico, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	Heparina de lítio
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	verde
Tampa	tampa
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo plano
Centrifugação recomendada	2000 U/min
Tempo de centrifugação	5 Min
Forma do recipiente interior	cônico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Microvette® 300 Heparina de Lítio LH, 300 µl,
tampa verde, fundo plano**

Page 2

Size

Volume nominal	300 µl
Diâmetro	10.8 mm
Comprimento com tampa	47.6 mm
Comprimento sem tampa	46.6 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	verde

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	121000
Profundidade da caixa interna	139 mm
Largura da caixa interna	108 mm
Altura da caixa interna	66 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	160 mm
Volume da embalagem externa	0.0123 cbm
Peso do produto	0.0019 kg
Peso da embalagem externa	2.43 kg
EAN da caixa interna	4038917127615
EAN da embalagem externa	4038917021296

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

