



Product description

Order number	20.1330.100
Descrição do artigo	Microvette® APT 500 EDTA K2E, coleta de sangue capilar, preparo: K2 EDTA, K2E, volume nominal: 500 µl, Ø: 13 mm, com etiqueta de plástico, tampa violeta, rolha, com membrana perfurável, fundo redondo, recipiente interno: cilíndrico, não-estéreis, 100 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K2 EDTA
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/violeta
Tampa	tampa de membrana
Tipo de fechamento	rolha
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	250 µl - 500 µl
Forma do recipiente interior	cilíndrico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	500 µl
Diâmetro	13 mm
Comprimento sem tampa	75 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	violeta

Purity & certification

Corresponde às exigências	P 650, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	não-estéreis
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	54000
Profundidade da caixa interna	166 mm
Largura da caixa interna	176 mm
Altura da caixa interna	68 mm
Profundidade da embalagem externa	358 mm
Largura da embalagem externa	197 mm
Altura da embalagem externa	186 mm
Volume da embalagem externa	0.0131 cbm
Peso do produto	0.006 kg
Peso da embalagem externa	3.17 kg
EAN da caixa interna	4038917542982

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Microvette® APT 500 EDTA K2E, 500 µl, tampa
violeta, rolha, fundo redondo

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917542975

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT