



Product description

Order number	20.1331.100
Descrição do artigo	Microvette® APT 250 EDTA K2E, coleta de sangue capilar, preparo: K2 EDTA, K2E, volume nominal: 250 µl, Ø: 13 mm, com etiqueta de plástico, tampa violeta, rolha, com membrana perfurável, fundo redondo, recipiente interno: cilíndrico, incl. tampa, não-estéreis, 50 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	K2 EDTA
Código de cor	ISO
Rótulo/impressão	com etiqueta de plástico
Cor impressão/rótulo	transparente/violeta
Tampa	tampa de membrana
Tipo de fechamento	rolha
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	250 µl - 250 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
**Microvette® APT 250 EDTA K2E, 250 µl, tampa
violeta, rolha, fundo redondo**

Page 2

Forma do recipiente interior cilíndrico

Size

Volume nominal 250 µl
Diâmetro 13 mm
Comprimento sem tampa 75 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente
Material de fechamento Polyethylene (PE)
Cor da tampa violeta

Purity & certification

Corresponde às exigências P 650, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Padrão de pureza não-estéreis
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 32000
Profundidade da caixa interna 201 mm
Largura da caixa interna 128 mm
Altura da caixa interna 72 mm
Profundidade da embalagem 378 mm
externa
Largura da embalagem 268 mm
externa
Altura da embalagem externa 221 mm
Volume da embalagem 0.0224 cbm
externa
Peso do produto 0.0075 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-21

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
**Microvette® APT 250 EDTA K2E, 250 µl, tampa
violeta, rolha, fundo redondo**

Page 3

Peso da embalagem externa 4.01 kg
EAN da caixa interna 4038917543026
EAN da embalagem externa 4038917543019

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-09-21

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT