

Product Specification Microvette® 500 Soro CAT, 500 µl, tampa vermelha, fundo plano

Page 1



Product description

Order number 20.1343.100

Descrição do artigo Microvette[®] 500 Soro CAT, coleta de sangue capilar,

preparo: Ativador de coagulação, volume nominal: 500 μl, (CxØ) com tampa: 47,6 x 10,8 mm, com impressão, tampa vermelha, fundo plano, recipiente interno: cilíndrico, 100

unid./caixa de papelão

Product characteristics

Tipo de retirada capilar

Tipo de preparo Ativador de coagulação

Código de cor ISO

Rótulo/impressão com impressão

Cor impressão/rótulo vermelha Tampa tampa

Campo de aplicação coleta de sangue capilar

Forma do fundo fundo plano
Volume de trabalho 325 µl - 500 µl
Centrifugação recomendada 10000 x g
Tempo de centrifugação 5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.







Product Specification Microvette[®] 500 Soro CAT, 500 μl, tampa vermelha, fundo plano

Forma do recipiente interior cilíndrico

Size

Volume nominal 500 µl
Diâmetro 10.8 mm
Comprimento com tampa 47.6 mm
Comprimento sem tampa 46.6 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

Cor do produto transparente

Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)

Cor da tampa vermelha

Purity & certification

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000

Tipo de embalaje interior caixa de papelão

Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 121000
Profundidade da caixa interna 108 mm
Altura da caixa interna 66 mm
Profundidade da embalagem 338 mm

externa

Largura da embalagem 228 mm

externa

Altura da embalagem externa 160 mm Volume da embalagem 0.0123 cbm

externa

Peso do produto 0.002 kg Peso da embalagem externa 2.49 kg

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Microvette[®] 500 Soro CAT, 500 μl, tampa vermelha, fundo plano

Page 3

EAN da caixa interna 4038917127837 EAN da embalagem externa 4038917021425

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

