

Product Specification

Tubo de amostra, Solução hemolisante SARSTEDT, 1.000 μl, tampa branca, (CxØ): 97 x 15,3 mm, com impressão Page 1



Product description

Order number 45.498.003

Descrição do artigo Tubo de amostra, Determinação de glicose à partir sangue

capilar, volume nominal: 1.000 μl, tampa branca, preparo: Solução hemolisante SARSTEDT, tampa de rosca, (CxØ):

97 x 15,3 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, com impressão, 100 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada capilar

Tipo de preparo Solução hemolisante SARSTEDT

Rótulo/impressão com impressão

Cor impressão/rótulo branca

Tipo de fechamento tampa de rosca

Campo de aplicação coleta de sangue capilar

Exemplo de utilização Determinação de glicose à partir sangue capilar Forma do fundo fundo fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado

Volume de trabalho 20 µl Forma do recipiente interior cônico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo de amostra, Solução hemolisante SARSTEDT, 1.000 μl, tampa branca, (CxØ): 97 x 15,3 mm, com impressão

Size

Volume nominal 1.000.00 µl
Diâmetro 15.3 mm
Comprimento do produto 97 mm
Comprimento com tampa 97 mm
Comprimento sem tampa 92 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Material de fechamento Low Density Polyethylene (LD-PE)

Cor da tampa branca

Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR

Categoria do produto Diagnósticoin vitro, CE

Certificação CE CE Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 32000
Profundidade da embalagem 398 mm

externa

Largura da embalagem 298 mm

externa

Altura da embalagem externa 215 mm Volume da embalagem 0.0255 cbm

externa

Peso do produto 0.0061 kg Peso da embalagem externa 3.44 kg

EAN da caixa interna 4038917273022

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo de amostra, Solução hemolisante SARSTEDT, 1.000 µl, tampa branca, (CxØ): 97 x 15,3 mm, com impressão

Page 3

EAN da embalagem externa 4038917273039

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

