



Product Specification

Tubo de amostra, solução hemolisante Roche HbA1c, 1.000 µl, tampa preta, (CxØ): 82 x 11,5 mm, com etiqueta de papel

Page 1



Product description

Order number	47.409.001
Descrição do artigo	Tubo de amostra, HbA1c determinação do sangue capilar, volume nominal: 1.000 µl, tampa preta, preparo: solução hemolisante Roche HbA1c, tampa de rosca, (CxØ): 82 x 11,5 mm, fundo plano, com etiqueta de papel, 50 unid./pacote

Product characteristics

Tipo de retirada	capilar
Tipo de preparo	solução hemolisante Roche HbA1c
Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Cor impressão/rótulo	preta
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar
Exemplo de utilização	HbA1c determinação do sangue capilar
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	10 µl
Forma do recipiente interior	cônico

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**Tubo de amostra, solução hemolisante Roche
HbA1c, 1.000 µl, tampa preta, (CxØ): 82 x 11,5
mm, com etiqueta de papel**

Page 2

Size

Volume nominal	1.000.00 µl
Diâmetro	11.5 mm
Comprimento do produto	82 mm
Comprimento com tampa	82 mm
Comprimento sem tampa	66 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Low Density Polyethylene (LD-PE)
Cor da tampa	preta
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	37500
Profundidade da caixa interna	119 mm
Largura da caixa interna	99 mm
Altura da caixa interna	98 mm
Profundidade da embalagem externa	513 mm
Largura da embalagem externa	293 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.021 cbm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

**Tubo de amostra, solução hemolisante Roche
HbA1c, 1.000 µl, tampa preta, (CxØ): 82 x 11,5
mm, com etiqueta de papel**

Page 3

Peso do produto	0.0062 kg
Peso da embalagem externa	3.71 kg
EAN da caixa interna	4038917106382
EAN da embalagem externa	4038917078399

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-06

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT