



### **Product description**

Order number	95.1048
Descrição do artigo	Suporte de capilares, coleta de sangue capilar, 5 unid./pacote

### **Product characteristics**

Tipo de retirada	capilar
Campo de aplicação	coleta de sangue capilar

### **Material & colours**

Cor do produto	vermelha
----------------	----------

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	5
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	5
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	108000
Profundidade da embalagem externa	308 mm
Largura da embalagem externa	223 mm
Altura da embalagem externa	195 mm
Volume da embalagem externa	0.0134 cbm
Peso do produto	0.0019 kg
Peso da embalagem externa	2.31 kg
EAN da caixa interna	4038917085120
EAN da embalagem externa	4038917003810

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

