



Product description

Order number	53.9924.613
Descrição do artigo	Filtro de soro, translúcido, (CxØ): 100 x 16 mm, filtração fibrina do soro/plasma do sangue centrifugado, 100 unid./pacote

Product characteristics

Campo de aplicação	Filtro de soro
Exemplo de utilização	filtração fibrina do soro/plasma do sangue centrifugado

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

Material & colours

Material do produto	Polietileno de alta densidade (HD-PE)
Cor do produto	translúcido

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	60000
Profundidade da embalagem externa	428 mm
Largura da embalagem externa	358 mm
Altura da embalagem externa	234 mm
Volume da embalagem externa	0.0357 cbm
Peso da embalagem externa	3 kg
EAN da caixa interna	4038917155441
EAN da embalagem externa	4038917398336

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

