




Product description

Order number	55.526.053
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, adequado para Abbott m1000, 500 unid./embalagem empilhável

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Abbott m1000
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	embalagem empilhável
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	378 mm
Largura da embalagem externa	210 mm
Altura da embalagem externa	391 mm
Volume da embalagem externa	0.0309 cbm
Peso do produto	0.0026 kg
Peso da embalagem externa	6 kg
EAN da caixa interna	4038917109710
EAN da embalagem externa	4038917080033

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

