



Product description

Order number	57.477.500
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 4,5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, adequado para Pharmacia/LKB Counter Gamma e Gamma Counter Cobra da Packard, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Indicado para	Pharmacia/LKB Counter Gamma e Gamma Counter Cobra da Packard
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	4,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	4000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	4000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.0025 kg
Peso da embalagem externa	10.59 kg
EAN da caixa interna	4038917107778
EAN da embalagem externa	4038917011945

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

