




## Product Specification

**Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, sem tampa, 100 unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

Order number	60.617.010
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, transparente, material: PP, sem tampa, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

### Product characteristics

Graduação	não
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado
Volume de trabalho	3,5 ml

### Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2026-03-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, sem tampa, 100 unid./pacote**

Page 2

### Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)  
Cor do produto transparente

### Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR  
Categoria do produto Diagnóstico in vitro (IVD)  
Certificação CE CE - Declaração do fabricante  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 48000  
Profundidade da embalagem externa 390 mm  
Largura da embalagem externa 377 mm  
Altura da embalagem externa 220 mm  
Volume da embalagem externa 0.0323 cbm  
Peso do produto 0.0026 kg  
Peso da embalagem externa 3.37 kg  
EAN da caixa interna 4038917115094  
EAN da embalagem externa 4038917079167

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2026-03-08

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**