



Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Page 1



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 62.617 |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, transparente, material: PP, com escala, tampa montada, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa |

Product characteristics

| | |
|--------------------|---|
| Graduação | sim |
| Forma do fundo | fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado |
| Volume de trabalho | 3,5 ml |

Size

| | |
|------------------------|-------|
| Diâmetro | 13 mm |
| Comprimento do produto | 92 mm |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-23

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo arredondado, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA, ADR
Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 36000
Profundidade da embalagem externa 458 mm
Largura da embalagem externa 408 mm
Altura da embalagem externa 205 mm
Volume da embalagem externa 0.0383 cbm
Peso do produto 0.0036 kg
Peso da embalagem externa 4.34 kg
EAN da caixa interna 4038917082921
EAN da embalagem externa 4038917079150

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-23

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT