



Product Specification

Tampas de arquivamento, azul claro, adequado para S-Monovette[®], tubos de Ø 13-16 mm

Page 1



Product description

Order number	65.647
Descrição do artigo	Tampas de arquivamento, sem filtro, azul claro, adequado para S-Monovette [®] , tubos de Ø 13-16 mm, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para	S-Monovette [®] , tubos de Ø 13-16 mm
Filtro	não

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	azul claro

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-04-29

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	210000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0367 cbm
Peso do produto	0.0009 kg
Peso da embalagem externa	5.2 kg
EAN da caixa interna	4038917158640
EAN da embalagem externa	4038917313292

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

