



## Product Specification

Tampa de pressão, natural, adequado para tubos de Ø 15,7 mm & cubeta 67.743

Page 1



### Product description

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 65.803                                                                                          |
| Descrição do artigo | Tampa de pressão, natural, adequado para tubos de Ø 15,7 mm & cubeta 67.743, 1.000 unid./pacote |

### Product characteristics

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tampa              | tampa padrão                       |
| Tipo de fechamento | tampa de pressão                   |
| Indicado para      | tubos de Ø 15,7 mm & cubeta 67.743 |

### Size

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Diâmetro          | 16.35 mm |
| Altura do produto | 20.45 mm |

### Material & colours

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Material do produto | Polietileno de baixa densidade (PEBD) |
| Cor do produto      | natural                               |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Purity & certification**

Categoria do produto                      Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes                                        não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido    5000  
Tipo de embalagem interior        pacote  
Unidades por caixa interna        1000  
Unidades por caixa                   5000  
Unidades por palete                210000  
Profundidade da embalagem    398 mm  
externa  
Largura da embalagem              398 mm  
externa  
Altura da embalagem externa    250 mm  
Volume da embalagem              0.0396 cbm  
externa  
Peso do produto                        0.0013 kg  
Peso da embalagem externa       7.1 kg  
EAN da caixa interna                4038917084192  
EAN da embalagem externa       4038917003056

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

