



Especificação do produto
Recipiente de suspensão, adequado para
S-Monovette Ø 15 mm, transparente

Página 1



Descrição do Produto

Número de pedido 73.1052.001
Descrição do artigo Recipiente de suspensão, adequado para S-Monovette Ø 15 mm, material: PS, comprimento: 32 mm, transparente, 500 unid./pacote

Características do produto

Graduação não
Indicado para S-Monovette Ø 15 mm
Forma do fundo fundo cônico com base plana

Dimensões

Diâmetro da abertura 11 mm
Comprimento do produto 32 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT



Especificação do produto
Recipiente de suspensão, adequado para
S-Monovette Ø 15 mm, transparente

Página 2

Materiais e cores

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 156000
Profundidade da embalagem 428 mm
externa
Largura da embalagem 323 mm
externa
Altura da embalagem externa 130 mm
Volume da embalagem 0,018 cbm
externa
Peso do produto 0,0008 kg
Peso da embalagem externa 1,98 kg
EAN da caixa interna 4038917124874
EAN da embalagem externa 4038917019507

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2022-01-29

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT